"INVETSA - Servicios de Tecnologias de Vacunacion"



VACUNACIÓN SPRAY - 1

Compania: SAN FERNANDO SA Unidad - Planta: PI CHANCAY

Fecha: 11/02/2021 Hora: 18:18

Responsable Rodolfo Responsable Invetsa: Rodolfo Carrasco

Incubadora:

INFORMACIÓN GENERAL

Línea Genética: HY LINE LOHMAN COBB ROSS OTROS:

N° de nacimientos/semana: L M M J V S D Pollos/dia(promedio) 0.00

VACUNACIÓN								
SPRAY								
Máquinas	N° Máquir	nas	Detalle modelo/marca	Código AF				
3 Boquillas	1		SPRAVAC II	AF_00001740				
Vacunas empleadas en la vacunación								
Vacuna			Nombre Vacuna					
LIOFILIZADAS		Avinew						

LABORATORIO DE PREPARACION DE VACUNA						
ESPERADO	SI	NO	ESPERADO	ŞI	NO	
Temperatura 22 a 26°C	X		Humedad 65% HR	X		
EQUIPO INVETSA - TEMP. Y OTROS						
ESPERADO	SI	NO	ESPERADO	SI	NO	
Guantes y lentes		X	Calentador de agua		X	
SALA DE VACUNACION						
ESPERADO	SI	NO	ESPERADO	SI	NO	
Máquina Spravac ubicado en un espcio delimitado		X	Cajas plásticas / cartón		X	

1MANIPULACION Y DILUCION DE LA VACUNA NITROGENEDA	
Asignar si el procedimiento estuviese siendo seguido, puntaje máximo 3.00	Puntaje
Verificación del nivel de nitrógeno en formato (mínimo 6 pulgadas) obligatorio lis días de vacunación	0.20
Lavado de manos y desinfección antes de preparar la vacuna	0.20
1MANIPULACION Y DILUCION DE LA VACUNA LIOFILIZADA	
Asigner di al presedimiente estrutione ciendo coguido puntoje mévimo 2.00	Directoria
Asignar si el procedimiento estuviese siendo seguido, puntaje máximo 3.00	Puntaje
Almacenar la vacuna en un rango de refrigeración 2°C a 8°C / llevar registro	0.20
	1
Almacenar la vacuna en un rango de refrigeración 2°C a 8°C / llevar registro	1





"INVETSA - Servicios de Tecnologias de Vacunacion"



2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VACUNADORAS SP	
Asignar si el procedimiento estuviese siendo seguido, puntaje máximo 1.00	Puntaje
Acumulo de suciedad o puntos en la base de las boquillas	
3 PROCESO DE VACUNACION POR ASPERSION	
Asignar si el procedimiento estuviese siendo seguido, puntaje máximo 1.00	Puntaje
Al inicio del proceso probar con 300 ml agua destilada + 1 ml de tinte. Ver el cono de aspersión	0.10

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO		
PUNTOS DE CONTROL	ESPERADO	ALCANZADO
MANIPULACION Y DILUCION DE LA VACUNA	3.00	0.27
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VACUNADORAS SP	1.00	0.10
PROCESO DE VACUNACION POR ASPERSION	1.00	0.10

RECOMENDACIONES, FOTOS Y OBSERVACIONES

Observaciones Invetsa:

Observaciones Planta:







Calle Aguairenda #03 Barrio Urbari - Santa Cruz

Bolivia

t:(591) 3 3572017 f: (591) 3 3528499